

STERILE EO

Esterilizado por óxido de etileno



REF 230



Prohibido reprocessar

Este producto no se puede reesterilizar ni reutilizar, ya que puede dañar el producto y/o poner en riesgo la salud del paciente.

ENVASE

Sobre pouch, con papel apto para esterilización por ETO, con impresiones de características, lote de producción y etiqueta requeridos por la autoridad sanitaria competente.

DESECHO

Después de su uso, deseche todos los materiales usados en un lugar apropiado para materiales potencialmente contaminados.

EFFECTOS COLATERALES

Siempre que se use de acuerdo con las instrucciones de uso, no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios. No se han observado reacciones adversas con el uso de productos 100% de silicona.

Resp. Técnica - Dra. Josimara S. A. Possidonio – CRF - SP 54659
REG ANVISA: 80423540008




GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA
Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia.
CEP 18085-300 Sorocaba – SP
CNPJ 08.633.431/0001-05 Tel/fax:15 3238-4100

CÁNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA GMI

PRESENTACIONES

Se presentan en las siguientes dimensiones y códigos:

Código	Diámetro (Fr)	Diám. Externo (mm)	Diám. Interno (mm)	Longitud (mm)
230-06	06 (neonatal)	2,30	1,40	350
230-09	09 (pediátrico)	3,30	2,00	480
230-12	12 (adulto)	4,00	2,50	500



DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La **CÁNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA GMI** está compuesta por un tubo de silicona 100% translúcido con un extremo distal abierto en forma cilíndrica que se conecta a un arco de silicona, formando así dos puntos de inyección de oxígeno sobre un arco nasal; los diámetros de las tuberías varían según el código de producto.

Estos tubos en su extremo proximal están conectados a un conector bifurcado fabricado en PVC (cloruro de polivinilo), que en su otro extremo tiene un tubo alargador de PVC (prolongador) con un diámetro externo de 6,40 mm para códigos 230-09 y 230-12 y 4,4 mm para código 230-06, ambos con una longitud total de 2100 mm o 7500 mm terminando en un conector de PVC cilíndrico.

La parte que encaja en la nariz está anatómicamente curvada sobre el labio superior. Los tubos dentro de los conductos nasales son ajustables en profundidad. Su posicionamiento seguro permite una total libertad de movimiento para el paciente.

El escariador tiene un dispositivo interno que no permite interrumpir la administración de oxígeno en ningún momento.

FINALIDAD/INDICACIONES

La **CÁNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA GMI** se utiliza para administrar oxígeno o aire comprimido a través del tracto respiratorio superior de los pacientes que requieren dicha terapia.

Pacientes con dificultad respiratoria leve, proporcionando oxígeno suplementario en pacientes que tienen dificultad para mantener la respiración espontánea.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Abra asépticamente el paquete lo más cerca posible del momento de uso;
2. Cualquier producto debe aplicarse bajo la supervisión de un profesional de la salud calificado y capacitado.
3. Evite aplicar fuerza excesiva durante la inserción;
4. La cánula se inserta de acuerdo con los procedimientos estandarizados de la institución;
5. Coloque al paciente en una posición de semi-fowler;
6. Escale el flujo de oxígeno;
7. Conecte el extremo del extensor a la fuente de oxígeno (el tubo tiene un diseño interior que evita la interrupción del flujo);
8. Califique la profundidad de los tubos nasales y colóquelos en la fosa nasal anatómicamente curvada sobre el labio superior;
09. Se adapta a la cara del paciente, apoyando detrás de las orejas y ajustando con el conector azul;
10. Dejar al paciente confortable.

CONTRA INDICACIONES

En pacientes con quemaduras faciales y/o malformaciones faciales.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- 1- Este es un producto desechable, para uso en un solo paciente. 2- No reesterilizar el producto, un solo uso, prohibido reprocesamiento.
3. El producto debe ser aplicado bajo estricta supervisión por un profesional calificado y capacitado.
4. La esterilidad está garantizada si el envase no se viola ni se daña. El envase que conserva las condiciones de esterilidad del producto solo se puede abrir una vez realizado el procedimiento de uso.
5. Se deben tomar precauciones al usar instrumentos afilados, ya que esto puede dañar la superficie externa del producto.
6. Cabe señalar que las técnicas de inserción, cuidado y retirada del producto variarán según las circunstancias específicas de cada caso.
7. Siga los consejos médicos y las pautas institucionales para administrar oxígeno.
8. Compruebe con frecuencia la permeabilidad de los tubos nasales;
9. Se sugiere una concentración de oxígeno entre 1 y 6 L/M.
10. Preferiblemente mantenga un monitor de saturación conectado al paciente.
11. Una presión excesiva puede dañar la mucosa nasal, el oxígeno seco durante períodos prolongados produce secuelas en la mucosa nasal. Se debe tener especial cuidado en los puntos de presión para evitar lesiones (úlceras por presión).
12. No utilizar después de la fecha de caducidad.
13. No usar en pacientes ventilados mecánicamente.
14. No lo use en tubos endotraqueales u otro dispositivo respiratorio. 15. Producto no inflamable, ventilado y protegido de la luz solar.
4. Realizar cuidados posteriores según criterio institucional/profesional.
5. El producto no debe volver a esterilizarse, ya que puede dañar la salud del paciente.