

**GABILINK - EXTENSOR VALVULADO GMI**


**APRESENTAÇÃO**

São apresentados nas seguintes dimensões e códigos:

<b>GABILINK - EXTENSOR VALVULADO SAFETY GMI</b>					
<b>Código</b>	<b>Comp. do extensor (cm)</b>	<b>Nº válvulas</b>	<b>Vol. interno (ml)</b>	<b>Uso</b>	<b>Fluxo* (ml/min)</b>
<b>EXTV10-2</b>	10,0	2	0,60	Neonatal	≅200
<b>EXTV15</b>	15,2	2	1,00	Pediátrico	≅200
<b>EXTV16-2</b>	16,5	2	1,45	Adulto	≅200
<b>EXTV16-4</b>	16,5	4	2,27	Adulto	≅200
≅ Aproximadamente					
<b>VASNT – Válvula ativa safety neutra</b>					
<b>Código</b>	<b>Comp. (cm)</b>	<b>Diâmetro (mm)</b>	<b>(PSI)</b>	<b>Vol. Morto (ml)</b>	
<b>VASNT</b>	3,0	11	350	0,04	

\*Fluxo gravitacional

**ESQUEMA DO PRODUTO**



**INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE**

Projetado para infusão de soluções, drogas, sangue e Lipídeos.

**COMPOSIÇÃO**

**Características do extensor:** É composto de tubo de PVC sem DEHP, pinças deslizantes corta fluxo, adaptador luer lock macho contendo tampa protetora com filtro, adaptador luer fêmea com válvula luer ativa e conector luer.

**Características da válvula:** Corpo e cânula interna em policarbonato resistente para passagem da solução, anel de silicone flexível para vedação da cânula interna, capacidade de até 200 ativações.

**INSTRUÇÕES DE USO**

- Verifique se os clamps estão abertos;
- Conecte uma seringa a válvula e realize o preenchimento do dispositivo com solução fisiológica ou água destilada;

- Observe se houve preenchimento total do dispositivo;
- Acesse a válvula do dispositivo de conexão diretamente contra a superfície do luer ativado e girar até que conexão esteja segura;
- Realize a assepsia da válvula com o antisséptico de preferência antes do uso e antes de cada conexão subsequente;
- O período de utilização deve seguir conforme protocolo Institucional,

### ADVERTÊNCIAS

- Garantir que todas as conexões luer em linha estão seguras antes do uso.
- Não deixar ar dentro do dispositivo.
- Para minimizar o refluxo durante a limpeza, manter a pressão positiva no êmbolo da seringa enquanto pinça o extensor de equipo.
- Substituir a válvula se apresentar instabilidade na utilização.
- Não acessar a válvula com agulhas. A tentativa deste acesso causará danos no produto, substituir imediatamente.
- É recomendado o uso de conexão luer lock. Se a conexão luer slip for utilizada, insira o dispositivo empurrando firmemente em movimento rotatório.
- Realizar a lavagem do dispositivo com solução salina após infusão/coleta de sangue, caso não seja possível substituir a válvula.
- Traçar linhas antes da conexão. Não conectar nenhum dispositivo de gás comprimido nos sítios de injeção intravenoso.
- Deve-se tomar cuidado com o uso de instrumentos cortantes, rasgos ou danos na superfície externa do produto.
- Este produto não contém látex de borracha natural, e componentes metálicos.



### RECOMENDAÇÕES

- O produto é fabricado utilizando materiais resistentes a lipídeos e pode ser utilizado para administrar soluções de base lipídica.
- Para evitar que o fluxo retroceda, não permitir que as múltiplas fontes de fluido permaneçam conectadas ao extensor sem ajustar a pinça deslizante.
- Lavar a válvula após injeção para prevenir mistura inadvertida de medicações, fluidos incompatíveis, infusão ou coleta de sangue.
- Armazenar a temperatura ambiente, evitar calor excessivo.



Esterilizado por óxido de etileno  Proibido Reprocessar

### EMBALAGEM

Envelope individual pouch, com papel apto a esterilização por ETO.

### DESCARTE

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados, pois possui potenciais riscos de contaminação biológica.

### EFEITOS COLATERAIS

Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações e efeitos colaterais.

Resp. Técnica - Dra. Josimara S. A. Possidonio – CRF - SP 54659

REG ANVISA: 80423549005



**GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.**

Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia.

CEP 18085-300 Sorocaba – SP

CNPJ 08.633.431/0001-05 Tel/fax: 15 3238-410