

CANETA ELETROCIRÚRGICA GMI DR/DB - LINHA CIRÚRGICA




LIBERDADE

- Conector universal de três pinos.
- Cabo de 3 metros.


SEGURANÇA

- Botões de acionamento *Push Button* de fácil manuseio.
- Hemostasia efetiva.
- Corte preciso.



VARIEDADE

- Disponível também na versão *Rocker Switch*.
(venda sob consulta)



A CANETA

ELETROCIRÚRGICA

GMI, FOI

PROJETADA PARA

ENCAIXE

PERFEITO NAS

MÃOS,

EVITANDO A

FADIGA.

CONFORTO

- Desing anatômico para reduzir a tensão nas mãos durante o uso.



INDICAÇÃO

A caneta eletrocirúrgica é um equipamento versátil e eficiente. O acionamento preciso, facilita sua utilização durante o procedimento cirúrgico. Quando em funcionamento, a caneta utiliza uma corrente alternada, elevando a temperatura do tecido para realizar funções como: corte, coagulação e dissecação.

	CANETA ELETROCIRÚRGICA DESCARTÁVEL GMI Registro ANVISA N° 80423540045			
Código	TIPO DE ACIONAMENTO	LÂMINA COMPRIMENTO (cm)	LÂMINA MATERIAL	Comprimento do cabo (cm)
DB	Push button	2,5cm	Aço Inoxidável	300
DR (Venda sob consulta)	Rocker Switch	2,5cm	Aço Inoxidável	300