

LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO GMI

DR/DB - LÍNEA QUIRÚRGICA




LIBERTAD

- Conector universal de tres pinos.
- Cable de 3 metros.


SEGURIDAD

- Botones de accionamiento Push Button de fácil manejo.
- Hemostasia efectiva.
- Corte preciso.



VARIEDAD

- También disponible en la versión RockerSwitch. (venta porencargo)



EL LÁPIZ

ELECTROQUIRÚRGICO

GMI, HA SIDO

DISEÑADO PARA

ADAPTARSE

PERFECTAMENTE

A LA MANO.

EVITANDO LA

FATIGA.

CONFORT

-Diseño anatómico para reducir la tensión en las manos durante el uso.



INDICACIÓN

El lápiz electroquirúrgico es una herramienta versátil y eficiente. El accionamiento preciso facilita su uso durante el procedimiento quirúrgico. Cuando está en funcionamiento, el lápiz utiliza una corriente alterna, elevando la temperatura del tejido para realizar funciones como: corte, coagulación y disección.

LÁPIZ ELETROQUIRÚRGICO DESCARTABLE GMI Registro ANVISA N° 80423540045				
Código	TIPO DE ACCIONAMIENTO	LÁMINA LONGITUD (cm)	LÁMINA MATERIAL	Longitud del cable (cm)
DB	Push button	2,5cm	Acero inoxidable	300
DR (venta por encargo)	Rocker Switch	2,5cm	Acero inoxidable	300