

# KIT PARA GASTROSTOMIA PEG CLINY GMI

356/358 - LINHA DIGESTÓRIA GÁSTRICA ENDOSCÓPICA



## VERSATILIDADE

- Disponível nos tamanhos 11, 13 e 15 Fr.



## ITENS INCLUSOS

- 01 Sonda de Gastrostomia com balão.
- 01 Estabilizador.
- 01 Fixador de laço.
- 01 Agulha com bainha remoção T.



## INOVAÇÃO

- Exclusivo Loop Fixture II, garante uma punção na parede gástrica, prevenindo a separação das paredes abdominal e gástrica durante o procedimento.

356  KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PEG - CLINY					
Registro ANVISA N° 80423540043					
Código	FR	CAPACIDADE DO BALÃO (ml)	AGULHA NEEDLE (Fr)	DIÂMETRO EXTERNO DA SONDA(mm)	Comprimento da sonda (cm)
356-11	11	3	12	3,70	28
356-13	13	4	14	4,30	28
356-15	15	5	16	5,00	28

O KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA GMI, POR MÉTODO DE PUNÇÃO DIRETA, É A UNIÃO ENTRE A INOVAÇÃO, AGILIDADE E SEGURANÇA.



#### ITENS INCLUSOS

- 01 Sonda de Gastrostomia com balão e anel de fixação.
- 01 Trocater em T com agulha de punção automática.
- 01 Fixador de laço.

#### PRATICIDADE

- 100% silicone grau médico.
- Biocompatível e Alta durabilidade.
- Proporciona conforto e liberdade de movimento.

#### COMPONENTES DE APLICAÇÃO

- Trocater com bisel em lâmina triangular com sistema de segurança para inserção segura.
- Bainha *Peel Off* em linha reta e facilmente removível.

358  KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA COM AGULHA PS - PEG CLINY Registro ANVISA N° 80423540046					
Código	FR	CAPACIDADE DO BALÃO (ml)	AGULHA NEEDLE (Fr)	DIÂMETRO DA SONDA(mm)	Comprimento da sonda (cm)
358-20	20	10	22	6,70	23