

BOTÃO DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA GMI

350 - LINHA DIGESTÓRIA GÁSTRICA PERCUTÂNEA



CONFORTO

- Três opções de diâmetro.
- Válvula antirrefluxo.
- Silicone grau médico.



SEGURANÇA

- Fixação segura e estável.
- Alta durabilidade e conforto máximo.



PRATICIDADE

- Kit com componentes indispensáveis para a aplicação do botão, acompanha tubo para alimentação e decompressão gástrica.

O BOTÃO DE GASTROSTOMIA GMI, FOI DESENVOLVIDO PARA VIABILIZAR MAIOR CONFORTO AO PACIENTE NA GASTROSTOMIA. DE ALTA DURABILIDADE, O DISPOSITIVO PROMOVE SEGURANÇA E BEM-ESTAR.



COMPONENTES DE KIT

- 01 Dispositivo de inserção do botão.
- 01 Medidor de parede abdominal.
- 01 Seringa de 60ml.
- 01 Seringa de 5ml.

CONEXÕES MÚLTIPLAS

- 02 Tubos extensores em Y com pinça clamp.
- 01 Tubo extensor para descompressão gástrica.

O acessório poderá ser comercializado separadamente:

TUBO GMI	
Registro ANVISA N° 80423540016	
CÓDIGO	FR
TE-350-03*1	12
TE-350-03*2	17
TE-350-03*3	24
TE-350-03*4	34
TE-350-03*5	44

350 BOTÃO DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA GMI				
Registro ANVISA N° 80423540024				
Código	FR	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	Comprimento (cm)
350-18-12	18	6,0	3,5	1,2
350-18-17	18	6,0	3,5	1,7
350-18-24	18	6,0	3,5	2,4
350-18-34	18	6,0	3,5	3,4
350-20-17	20	6,7	4,0	1,7
350-20-24	20	6,7	4,0	2,4
350-24-12	24	8,0	5,0	1,2
350-24-17	24	8,0	5,0	1,7
350-24-24	24	8,0	5,0	2,4
350-24-34	24	8,0	5,0	3,4
350-24-44	24	8,0	5,0	4,4