


SONDA DE LACTANCIA NEONUTRI GMI

SGA - LÍNEA DIGESTIVA ENTERAL



LA SONDA
NEONUTRI GMI,
POSEE TAMAÑO
ADECUADO PARA
ATENDER LAS
NECESIDADES DE
LACTANCIA DEL
NEONATO.
MATERIAL DE
SILICONA MÁS
CÓMODO, QUE
PERMITE UN PASO
MENOS
TRAUMÁTICO.

DURABILIDAD

- Conector de silicona resistente a la deformación y la rotura.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en silicona 100% de grado médico.
- Conector en silicona con coloración diferenciada de fácil identificación, con entrada universal.
- Graduado en su extensión.
- Punta anatómica con orificio pulido, para mayor comodidad del neonato.
- Línea radiopaca.
- Estéril.

INDICACIÓN

La alimentación enteral a través de la sonda gástrica de lactancia Neonutri GMI, tiene la finalidad de suplir las necesidades nutricionales y alimentarias del neonato en la imposibilidad de lactancia materna, por inmadurez o incapacidad de coordinar succión, deglución y respiración.

SGA SONDA GÁSTRICA DE LACTANCIA NEONUTRI Registro ANVISA no. 80423549004					
Código	FR	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	DIÁMETRO INTERIOR (mm)	VOLUMEN INTERNO (ml)	Longitud (cm)
SGA-04	04	1,40	0,75	0,20	30
SGA-06	06	2,00	1,00	0,40	30

