

SONDA ENTERAL GABINUTRE / ISANUTRE GMI

398/399 - LÍNEA DIGESTIVA ENTERAL



VARIEDAD

- Elija entre la silicona de la línea Gabinutre o el poliuretano de la gama Isanutre.

PRACTICIDAD

- Graduada cada 10 cm desde el extremo distal.



CONFORT

- El mismo diámetro en toda la longitud de la sonda.

EXCLUSIVIDAD

-Punta flexible con excelente radiopacidad.
-Paso rápido y atraumático debido al calibre único de la sonda.

LAS SONDAS
ENTERALES GMI,
GARANTIZAN
COMODIDAD Y
SEGURIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN
DE DIETAS
ENTERALES.

SEGURIDAD

Conexión en Y desarrollada para equipos enterales.



INDICACIÓN

- Paciente con restricción de la deglución o necesidad de control y apoyo nutricional.
- Las sondas nasointerales Gabinutre/Isanutre permiten una nutrición adecuada y cómoda, a través de la sonda nasointestinal de silicona o poliuretano, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión en Y.
- Graduada cada 10 cm desde el extremo proximal.
- Línea radiopaca en toda su longitud.
- Estéril.

398 SONDA ENTERAL CON MANDRIL DE SILICONA - GABINUTRE Registro ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) No. 80423540009					
Código	FR	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	DIÁMETRO INTERIOR (mm)	MATERIAL	Longitud (cm)
398-08R	08	2,70	1,50	Silicona	70
398-10R	10	3,30	2,00	Silicona	105
398-12R	12	4,00	2,50	Silicona	120
399 SONDA ENTERAL CON MANDRIL EN PU - ISANUTRE Registro ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) No. 80423549002					
Código	FR	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	DIÁMETRO INTERIOR (mm)	MATERIAL	Longitud (cm)
399-08 <small>(venta bajo consulta)</small>	08	2,70	1,50	PU	70
399-10	10	3,30	2,00	PU	105
399-12	12	4,00	2,50	PU	120