

**PRECISÃO**

Travamento de pressão, que mantém o tubo estabilizado.



**HIGIENE**

Com abertura que permite higienização e acesso a cavidade oral evitando danos ou lesão ao paciente.

**SEGURANÇA**

Banda de fixação com ajuste em velcro, que garante o correto posicionamento do dispositivo.

O TRACHEOFIX,  
FIXADOR DE  
TUBO  
ENDOTRAQUEAL  
PLUS,  
PROPORCIONA  
UMA MANEIRA  
EFICIENTE DE  
MANTER O TUBO  
SEGURO E  
CONFORTÁVEL  
NO PACIENTE.

### CONFORTO

Mordedura de silicone grau médico,  
garantido maior conforto ao paciente.



### TRACHEOFIX PLUS

#### ITENS INCLUSOS

- Tracheofix + Plus
- Banda de fixação em velcro

Material da Trava	Policarbonato
Material do Corpo	Policarbonato
Material da Banda	Polyester/Nylon
Material da Almofada	Silicone

#### INDICAÇÃO

Destina-se manter a fixação segura em pacientes entubados, sob ventilação mecânica, diminuindo o risco de extubação acidental.

551   TRACHEOFIX + FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL PLUS GMI Registro ANVISA N° 80423540067			
Código	COMPRIMENTO DO CORPO (cm)	COMPRIMENTO MORDEDURA DE SILICONE (cm)	Tamanho
551.1.1	09	2,1	Pediátrico
551.3.1	10	3,1	Adulto