

SEGURIDAD

- Protege y desbloquea las vías respiratorias contra la caída de la lengua sobre la faringe posterior.
- Evita los traumatismos dental al paciente.
- Protege la sonda endoscópica de posibles traumatismos al morder.



PRECISIÓN

- Doble vía en PVC, responsable por la administración de O2 y el control de CO2 expirado.

LA OROPHAR
 CÁNULA
 OROFARÍNGEA
 DOBLE LUMEN
 GMI CONSERVA
 LA ABERTURA
 DE LA VÍA
 AÉREA
 DURANTE LOS
 PROCEDIMIENTOS
 ENDOSCÓPICOS,
 PROPORCIONANDO
 SEGURIDAD Y
 PROTECCIÓN AL
 PACIENTE.

BENEFICIOS

- Facilita la inserción de sondas endoscópicas.
- Protección contra los daños ocasionados a la fibra óptica, causada por la mordida.
- Facilita el suministro de oxígeno durante el procedimiento.
- Permite el uso del capnógrafo.



INDICACIÓN

- Indicado para la permeabilidad de las vías respiratorias en procedimientos anestésicos en sedación profunda y procedimientos endoscópicos.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 01 Orophar - Cánula de doble lumen.
- 01 Cinta para sujetar.

540 | OROPHAR - CÁNULA OROFARÍNGEA DOBLE LUMEN GMI

OROPHAR GMI	Registro ANVISA nº 80423540061	
Código	Lumen(MM)	LONGITUD (mm)
540.5.90	13x13 e Ø 22	90
540.5.100	13x13 e Ø 22	100

* Producto no destinado al uso en pacientes pediátricos.