

Catéter para Diálisis Peritoneal con dos Cuffs GMI

712 - CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL CON DOS CUFFS GMI



PRECISIÓN

- Dos cuffs que facilitan la visualización.

BIOCOMPATIBLE

- Fabricado de silicona grado médico.
- Alta durabilidad.


CONFORT

- Extremo proximal redondeado.
- Fácil Inserción.
- Excelente flujo.

EL CATÉTER
PARA LA
DIÁLISIS
PERITONEAL
GMI FACILITA
UN FÁCIL
ACCESO Y
SEGURO PARA
REALIZAR
LA DIÁLISIS
PERITONEAL.

PRATICIDAD

- Línea radiopaca que facilita la visualización.



INDICACIÓN

El catéter para diálisis peritoneal con dos cuffs GMI es indicado para pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria o domiciliaria. Proporciona un acceso seguro y fácil para realizar la diálisis peritoneal.

La diálisis peritoneal requiere un acceso seguro y eficaz al peritoneo como medio de infusión de la solución de diálisis.

CARACTERÍSTICAS

- 100% Silicona Grado Médico.
- Línea Radiopaca.
- Esterilizado.
- Múltiple perforado, dos cuffs y extensión en PVC de 10 cm con conexión luer lock y dos adaptadores.
- Disponibles en los tamaños neonatal, pediátrico y adulto.

712 | CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL CON DOS CUFFS GMI

Catéter
GMI

Registro ANVISA N° 80423540036

Código	FR	CUFF	Longitud (cm)
712-09-31	09	02	31
712-09-37	09	02	37
712-12-37	12	02	37
712-15-42	15	02	42