

Colector de Orina Cerrado Neonatal GMI

499 - COLECTOR DE ORINA SISTEMA CERRADO (NEONATAL) GMI



SEGURIDAD

- Sistema cerrado con filtro bacteriológico.

PROTECCIÓN

- Sistema antirreflujo.

FACILIDAD


- Punto de colecta de muestra de diuresis.

PRATICIDAD

- Extensión en PVC de 60cm que permite una óptima posición en la cama.



EL COLECTOR DE
ORINA DE SISTEMA
CERRADO GMI
JUNTA LA
PRECISIÓN EN
LA MEDIDA DE
LA DIURESIS
CON TOTAL
SEGURIDAD
DEL SISTEMA
CERRADO EN
UN SOLO
DISPOSITIVO.



INDICACIÓN

- Dispositivo específico para controlar con precisión el volumen de orina y que permite la colecta de muestras de forma práctica y segura. Uso neonatal, en el que se necesita precisión en el equilibrio de líquidos del paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Dispone bureta con capacidad de 150ml con filtro bacteriológico.
- Bolsa colectora de 400ml con clamp, conector *luer lock* y válvula antirreflujo.
- Extensión en tubo PVC con 60cm de longitud, entre la bureta y el punto de colecta.
- Esterilizado.

499 COLECTOR DE ORINA SISTEMA CERRADO (NEONATAL) GMI			
Registro ANVISA N° 80423540002			
Colector GMI	BURETA GRADUADA	BOLSA COLECTORA	
Código	150ml	400ml	Extensión en PVC 60cm
499 - S			