


Catéter Ureteral Doble Pig Tail con Guía GMI

405/406H - CATÉTER URETERAL DOBLE PIG TAIL CON GUÍA GMI



PRATICIDAD

- Fácil inserción y adaptación.



SEGURIDAD

- Material confeccionado con poliuretano que garantiza en su uso biocompatibilidad.

VERSATILIDAD

- Guía hidrofílica o teflón que permite una elección adecuada para cada paciente.


EL CATÉTER DOBLE J SE USA PARA REALIZAR EL DRENAJE LIBRE DE LA ORINA DEL RIÑÓN HASTA LA VEJIGA, DESPUÉS O DURANTE LAS CIRURGIAS DE LAS VÍAS URINARIAS.

EFICACIA

- Punta en curva, tipo pig tail, que permite el mejor anclaje del catéter.
- Catéter múltiple perforado para un óptimo drenaje.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Catéter Ureteral.
- Mandril Guía.
- Posicionador.
- Clamps.



INDICACIÓN

- El catéter doble J es un tubo flexible que se coloca en el uréter durante o después de la cirugía para prevenir o aliviar una obstrucción. Este tubo tiene una curva de 360° en ambos extremos, diseñada para evitar que el catéter se mueva hacia dentro de la vejiga o el riñón.

CATÉTER URETERAL DOBLE PIG-TAIL CON GUÍA TEFLÓN GMI DE 1500MM COMP

Doble J GMI		Registro ANVISA N° 80423540004				Diámetro externo
CÓDIGO 405A 2 EXTREMIDADES ABIERTAS						
Guía	FR	Longitud 20cm	Longitud 24cm	Longitud 26cm	Longitud 28cm	
0.032''	4,7	405-47-20A	405-47-24A	405-47-26A	405-47-28A	1,60
0.035''	06	405-06-20A	405-06-24A	405-06-26A	405-06-28A	2,05
0.035''	07	405-07-20A	405-07-24A	405-07-26A	405-07-28A	2,30
0.035''	08	405-08-20A	405-08-24A	405-08-26A	405-08-28A	2,70
CÓDIGO 405 1 EXTREMIDAD CERRADA Y OTRA ABIERTA						
Guía	FR	Longitud 20cm	Longitud 24cm	Longitud 26cm	Longitud 28cm	Diámetro externo
0.032''	4,7	405-47-20	405-47-24	405-47-26	405-47-28	1,60
0.035''	06	405-06-20	405-06-24	405-06-26	405-06-28	2,05
0.035''	07	405-07-20	405-07-24	405-07-26	405-07-28	2,30
0.035''	08	405-08-20	405-08-24	405-08-26	405-08-28	2,70

CATÉTER URETERAL DOBLE PIG-TAIL COM GUÍA HIDROFÍLICA GMI DE 1500MM COMP

Doble J GMI		Registro ANVISA N° 80423540020				Diámetro externo
CÓDIGO 406H-A 2 EXTREMIDADES ABIERTAS						
Guía	FR	Longitud 20cm	Longitud 24cm	Longitud 26cm	Longitud 28cm	
0.032''	4,7	406H-47-20A	406H-47-24A	406H-47-26A	406H-47-28A	1,60
0.035''	06	406H-06-20A	406H-06-24A	406H-06-26A	406H-06-28A	2,05
0.035''	07	406H-07-20A	406H-07-24A	406H-07-26A	406H-07-28A	2,30
0.035''	08	406H-08-20A	406H-08-24A	406H-08-26A	406H-08-28A	2,70
CÓDIGO 406H 1 EXTREMIDAD CERRADA Y OTRA ABIERTA						
Guía	FR	Longitud 20cm	Longitud 24cm	Longitud 26cm	Longitud 28cm	Diámetro externo
0.032''	4,7	406H-47-20	406H-47-24	406H-47-26	406H-47-28	1,60
0.035''	06	406H-06-20	406H-06-24	406H-06-26	406H-06-28	2,05
0.035''	07	406H-07-20	406H-07-24	406H-07-26	406H-07-28	2,30
0.035''	08	406H-08-20	406H-08-24	406H-08-26	406H-08-28	2,70