

BIOCOMPATÍVEL

- 100% silicone grau médico.
- Alta durabilidade.


VERSATILIDADE

- Disponível em diversos tamanhos, nas opções de 2 ou 3 vias.

SEGURANÇA

- Linha radiopaca para fácil visualização por imagem.
- Balão inflável para ancoragem.

A GABIFOLLEY,
 SONDA DE
 FOLEY GMI, ESTÁ
 DISPONÍVEL EM
 DIVERSOS
 TAMANHOS PARA
 DIFERENTES
 PERFIS DE
 PACIENTES E
 POSSUI TODAS
 AS VANTAGENS
 DO SILICONE
 GRAU MÉDICO.



CONFORTO

Maleável e com ponta arredondada atraumática.

CARACTERÍSTICAS

- Confeccionada em 100% silicone grau médico estéril.
- Possui ponta arredondada e orifícios polidos para passagem atraumática.
- Fio guia de nylon, disponível nos tamanhos 06, 08 e 10 fr, que facilitam a passagem.

INDICAÇÃO

A Gabifolley, sonda de foley em silicone GMI, é indicada a pacientes que necessitam de controle rigoroso de débito urinário, esvaziamento e irrigação vesical.

450 /475 SONDA DE FOLEY COM BALÃO GABIFOLLEY GMI Reg ANVISA N° 80423540007				
DUAS VIAS				
Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Capacidade do Balão (ml)	Comprimento (cm)
450-06	6,0	2,00	1,5	30
450-08	8,0	2,70	3,0	30
450-10	10,0	3,30	3,0	30
450-12	12,0	4,00	10/15*	40
450-14	14,0	4,70	15	40
450-16	16,0	5,30	15	40
450-18	18,0	6,00	15	40
450-20	20,0	6,70	15	40
450-22	22,0	7,30	15	40
450-24	24,0	8,00	30	40
*Disponíveis nas opções de 10 ou 15 ml, verificar rótulo.				
TRÊS VIAS				
Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Capacidade do Balão (ml)	Comprimento (cm)
475-16	16,0	5,30	30	40
475-18	18,0	6,00	30	40
475-20	20,0	6,70	30	40
475-22	22,0	7,30	30	40
475-24	24,0	8,00	30	40