

BIOCOMPATIBLE


- 100% de Silicona grado médico.
- Alta durabilidad.

VERSATILIDAD

- Disponible en varios tamaños y con la opción de dos o tres vías.

SEGURIDAD

- Línea radiopaca para facilitar la visualización de la imagen.
- Globo inflable para el anclaje.



GABIFOLLEY
 LA SONDA DE
 FOLEY GMI ESTÁ
 DISPONIBLE EN
 VARIOS
 TAMAÑOS PARA
 DIFERENTES
 TIPOS DE
 PACIENTES Y
 CON TODAS
 VENTAJAS
 DE SILICONA
 GRADO MÉDICO.

CONFORT

Maleable y con
 punta redondeada
 atraumática.



INDICACIÓN

La Gabifolley, sonda de foley de silicona GMI es indicada para pacientes que necesitan de control estricto de la diuresis, vaciado e irrigación de la vejiga.

CARACTERÍSTICAS

- Confeccionada con 100% silicona grado médico esterilizada.
- Tiene una punta redondeada y agujeros pulidos para el paso atraumático.

450 /475 | SONDA DE FOLEY CON GLOBO GMI
 (Registro ANVISA N° 80423540007)

Gabifolley GMI	DOS VÍAS				
	Código	FR	Diámetro Externo (mm)	Capacidad del Globo (ml)	Longitud (cm)
	450-06	6,0	2,00	1,5	30
	450-08	8,0	2,70	3,0	30
	450-10	10,0	3,30	3,0	30
	450-12	12,0	4,00	10/15/30	40
	450-14	14,0	4,70	15/30	40
	450-16	16,0	5,30	15/30	40
	450-18	18,0	6,00	15/30	40
	450-20	20,0	6,70	15/30	40
	450-22	22,0	7,30	15/30	40
	450-24	24,0	8,00	15/30	40
	TRES VÍAS				
	Código	FR	Diámetro Externo (mm)	Capacidades del Globo (ml)	Longitud (cm)
	475-16	16,0	5,30	15/30	40
	475-18	18,0	6,00	15/30	40
	475-20	20,0	6,70	15/30	40
	475-22	22,0	7,30	15/30	40
	475-24	24,0	8,00	15/30	40