

BIOCOMPATÍVEL

- 100% silicone grau médico.
- Alta durabilidade.



SEGURANÇA

- Conexão precisa e versátil.

PRATICIDADE

- Inserção fácil e atraumática.

A SONDA

NELATON GMI

PROPORCIONA O

ESVAZIAMENTO

COMPLETO DA

BEXIGA DE

FORMA EFICAZ

E SEGURA.



CONFORTO

- Acabamento atraumático.
- Orifício polido no extremo distal.

INDICAÇÃO

A Sonda Nelaton GMI, é indicada para esvaziamento imediato da bexiga e cateterismo vesical intermitente. Em pacientes em ambiente hospitalar ou domiciliar.

CARACTERÍSTICAS

- 100% silicone grau médico.
- Ponta arredondada e orifício no extremo distal.
- Comprimento de 40cm e linha radiopaca.
- Disponíveis nos tamanhos neonatal, pediátrico e adulto.
- Estéril.

	420 SONDA NELATON GMI		
	Registro ANVISA N° 80423540010		
Código	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	FR
420-04	0,75	1,40	04
420-06	1,00	2,00	06
420-08	1,50	2,70	08
420-10	2,00	3,30	10
420-12	2,50	4,00	12
420-14	3,00	4,70	14