

Sonda Nelaton GMI

420 - SONDA NELATON GMI



BIOCOMPATIBLE

- Silicona 100% grado médico
- Alta durabilidad.

SEGURIDAD

- Conexión precisa y versátil.

PRACTICIDAD

- Inserción fácil y atraumática.

LA Sonda
 NELATON GMI
 PROPORCIONA
 EL VACIADO
 TOTAL DE LA
 VEJIGA DE
 MODO EFICAZ
 Y SEGURO.



CONFORT

- Acabado atraumático.
- Orificio pulido en el extremo distal.

INDICACIÓN

La sonda Nelaton GMI es indicada para el vaciado inmediato de la vejiga de los pacientes en un ambiente hospitalario o doméstico.

CARACTERÍSTICAS

- 100% silicona grado médico.
- Punta redondeada y orificio en el extremo distal.
- Longitud de 40cm y línea radiopaca.
- Disponibles en los tamaños neonatal, pediátrico y adulto.
- Esterilizada.

420 | SONDA NELATON GMI

| Sonda Nelaton GMI | Registro ANVISA N° 80423540010 | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Código | FR | Diámetro Externo (mm) |
| 420-04 | 04 | 1,40 |
| 420-06 | 06 | 2,00 |
| 420-08 | 08 | 2,70 |
| 420-10 | 10 | 3,30 |
| 420-12 | 12 | 4,00 |
| 420-14 | 14 | 4,70 |