


**HIGIÉNICO**

- Solapa protectora de velcro para refuerzo de fijación y protección contra suciedad.


**FIJACIÓN**

- Adhesividad efectiva y delicada para la piel.



- Diseño interno anatómico con ajuste perfecto para las aletas del hub del catéter.

GABILOCK  
FAVORECE LA  
PROTECCIÓN Y  
LA SEGURIDAD,  
ESTABILIZANDO  
EL CATÉTER  
PICC,  
PROPORCIONAN  
DO COMODIDAD  
AL PACIENTE Y  
EFICACIA EN SU  
USO



### PREVENCIÓN

- Fabricado en material y adhesivo hipoalergénicos.

### INDICACIÓN

Gabilock es un adhesivo de fijación para catéter PICC, que asegura la estabilización del catéter después de la punción. Promoviendo seguridad en el posicionamiento y durante su utilización, reduciendo considerablemente el riesgo de desplazamiento y pérdida del catéter.

AD-650   ADHESIVO DE FIJACIÓN PARA CATÉTER GABILOCK Registro ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) No. 80423540049			
Código	LONGITUD (mm)	ANCHURA (mm)	Uso
AD-650-N	43,18 +/- 1,0	15,24 +/- 1,0	Neonatal
AD650-PA	56,92 +/- 1,0	15,24 +/- 1,0	Pediátrico / Adulto