

# AGULHA DE HUBER SAFETY GMI

150-YS - LINHA VASCULAR



## CONEXÃO

- Conector *luer-lock* e tampa no extremo distal.

## CONFORTO

- Almofada na base do dispositivo, que se adequa melhor à pele do paciente.




## SEGURANÇA

- O produto possui sistema de segurança conforme a NR 32 e ISO 23908:2011 com sistema de proteção da agulha, evitando assim lesões acidentais.

A AGULHA DE  
HUBER SAFETY  
GMI, É UM  
DISPOSITIVO COM  
EXTENSOR  
VALVULADO,  
PARA  
TERAPIA  
MEDICAMENTOSA  
EM CATETER  
TOTALMENTE  
IMPLANTÁVEL.  
GARANTINDO  
MAIOR  
SEGURANÇA E  
CONFORTO AO  
PACIENTE.

## PROTEÇÃO

A agulha possui sistema de proteção no momento de sua retirada, reduzindo os riscos de contaminação e acidentes com perfurocortantes conforme NR 32.



## CARACTERÍSTICAS

- Agulha em aço inoxidável biangulado 90°, siliconizada, não traumática.
- Possui dispositivo de segurança que inviabiliza o uso da agulha.
- Aletas que facilitam o manejo no momento da punção.
- Extensor de 26 cm que facilita a manipulação.
- Válvula fixa que permite infusão de contraste a um pressão máxima de 325 PSI.
- Tempo de uso de até 07 dias.
- Estéril. Uso único. Apirogênica.

## INDICAÇÃO

A Agulha de Huber Safety GMI é indicada para terapia medicamentosa, através do puncionamento de câmaras de injeção com septo de silicone, de cateter totalmente implantável, a pacientes com tratamento quimioterápico.

	150-YS   AGULHA DE HUBER COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA GMI Registro ANVISA N° 80423540076				
Código	DIÂMETRO (G)	COMPRIMENTO DA AGULHA(MM)	DIÂMETRO EXTERNO DA AGULHA(MM)	PRESSÃO DA VÁLVULA (PSI)	Comprimento Total (MM)
150-2015YS	20	15	0.9	325	260
150-2019YS	20	19	0.9	325	260
150-2020YS	20	20	0.9	325	260
150-2025YS	20	25	0.9	325	260