

CATÉTER PICC MONO LÚMEN 650 - LÍNEA VASCULAR



COMPATIBILIDAD

- Catéter en silicona 100% de grado médico.
- Alta biocompatibilidad.
- Alambre guía de acero inoxidable.



DIVERSIDAD


- Permite diversas terapias intravenosas.

INTRODUCIDOR PEEL OFF

- Bisel angular y trifacetado para una punción fácil y precisa.



EI INTRODUTOR
 DE PICC GMI
 TIENE ALETAS
 DE TAMAÑO
 ADECUADO, QUE
 PROPORCIONAN
 COMODIDAD Y
 SEGURIDAD EN
 EL MOMENTO DE
 LA PUNCIÓN.
 LA CÁMARA
 ACRÍLICA
 FACILITA LA
 VISUALIZACIÓN
 DEL RETORNO
 SANGUÍNEO.



ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 01 Catéter 100% silicona mono lúmen
- 01 Funda de plástico
- 01 Pinza metálica
- 01 Garrote en silicona estéril
- 01 Cinta métrica estéril
- 01 Aguja introductora Peel Off
- 01 extensor de PVC con abrazadera

Los accesorios también se venden por separado:

INTRODUTOR		GABILOCK	
Código		Código	Tamaño
A-650-19-50		AD-650-N	Neonatal
A-650-02-30			
A-650-03-50			
A-650-04-65		AD-650-PA	Pediátrico e Adulto
A-650-05-65			
RMS N° 80423540025		RMS N° 80423540049	

INDICACIÓN

Catéter de elección para uso neonatal, pediátrico o de adultos siempre que se necesite una terapia intravenosa de larga duración.

Presenta varias ventajas, como una mayor comodidad y seguridad para el paciente, un bajo riesgo de complicaciones e infecciones asociadas y una reducción de costes para la institución.

La inserción mediante introductor en una vena periférica alcanzando la posición central, permite la infusión de diversas terapias intravenosas como NPT, fármacos quimioterápicos o también fármacos hiperosmolares, vesicantes o irritantes.

650 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA CON INTRODUTOR PEEL-OFF SIN CABLE GUIA-PICC GMI Registro ANVISA N° 80423540006					
Código	FR	DIÁMETRO INT x EXT (mm)	LONGITUD (cm)	PRIME (ml)	Presión (PSI)
650-19-50	1,9	0,25x0,65	50	0,15	170
650-02-30	2,0	0,25x0,65	30	0,10	170
650 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA CON INTRODUTOR PEEL-OFF Y CABLE GUIA-PICC GMI Registro ANVISA N° 80423540011					
650-03-50G	3,0	0,50x1,00	50	0,30	170
650-04-65G	4,0	0,75x1,35	65	0,45	175
650-05-65G	5,0	0,80x1,70	65	0,50	190