


# CATETER PICC DUPLO LÚMEN GMI

581 - LINHA VASCULAR



## DIVERSIDADE

- Dois Lúmens que permitem múltiplas infusões.

## CONFORTO

- Formato anatômico do hub proporcionando a estabilização segura.

## PRATICIDADE

- Confeccionado em poliuretano, material que facilita a passagem do cateter.

O CATETER PICC  
 DUPLO LÚMEN,  
 É INSERIDO  
 ATRAVÉS DE  
 UMA PUNÇÃO  
 PERIFÉRICA,  
 ATÉ UM ACESSO  
 CENTRAL EM  
 PACIENTES QUE  
 NECESSITAM DE  
 INFUSÃO DE  
 MÉDIA E LONGA  
 PERMANÊNCIA.

## SEGURANÇA

- Cateter centimetrado que facilita o posicionamento durante a passagem.
- Impregnado em sulfato de bário, facilitando sua visualização.



## INDICAÇÃO

Cateter de escolha para uso neonatal, sempre que houver necessidade de terapia intravenosa de longa duração.

Apresenta diversas vantagens como maior conforto e segurança ao paciente, baixo risco de complicações e de infecções associadas, e redução de custo a instituição. Inserção por introdutor em veia periférica alcançando a posição central.

Permite a infusão de diversas terapias intravenosas como NPT, quimioterápicos, hiperosmolares, vesicantes ou irritantes, com a segurança de utilização simultânea de mais de uma droga, evitando a interação medicamentosa.

## ITENS INCLUSOS

- 01 Cateter 100% Poliuretano
- 01 Introdutora *Peel Off*
- 01 Fita métrica
- 01 Pinça
- 01 Garrote
- 01 Bainha Plástica
- 01 Adesivo de Fixação
- 01 Cobertura em Filme Transparente

581   CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA DUPLO LÚMEN EM POLIURETANO GMI Registro ANVISA N° 80423540078					
Código	FR	QUANTIDADE DE VIAS	PRIME TOTAL (ml)	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	Comprimento (cm)
581-02-30-2	2,0	02	0,32	220	30