


CATÉTER DOBLE LÚMEN GMI

581 - LÍNEA VASCULAR



DIVERSIDAD

- Dos lúmens que permiten múltiples infusiones.

CONFORT

- Cubo anatómico que proporciona una estabilización segura.

PRATICIDAD

- Fabricado en poliuretano, material que facilita el paso del catéter.

EL CATÉTER

DOBLE PICC

LÚMEN, SE

INSERTA A

TRAVÉS DE

UNA PUNCIÓN

PERIFÉRICA,

HASTA UN

ACCESO CENTRAL

EN PACIENTES

QUE REQUIEREN

UNA INFUSIÓN

DE MEDIA O

LARGA

DURACIÓN.

SEGURIDAD

- Catéter centimetrado que facilita el posicionamiento durante el paso.
- Impregnado en sulfato de bario, facilitando su visualización.



INDICACIÓN

Catéter de elección para uso neonatal, siempre que haya necesidad de terapia intravenosa a largo plazo.

Presenta varias ventajas, como una mayor comodidad y seguridad para el paciente, un bajo riesgo de complicaciones e infecciones asociadas y una reducción de costes para la institución. Inserción mediante introductor en vena periférica alcanzando la posición central.

Permite la infusión de diversas terapias intravenosas como NPT, quimioterapia, fármacos hiperosmolares, vesicantes o irritantes, con la seguridad del uso simultáneo de más de un fármaco, evitando la interacción de los mismos.

ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 01 Catéter 100% Poliuretano
- 01 Introductor Peel Off
- 01 Cinta métrica
- 01 Pinza
- 01 Garrote
- 01 Funda de plástico
- 01 Adhesivo de fijación
- 01 Cubierta de película transparente

581 CATÉTER DE INSERCIÓN CENTRAL PERIFÉRICA DOBLE LÚMEN EN POLIURETANO GMI Registro ANVISA N° 80423540078					
Código	FR	CANTIDAD DE VÍAS	PRIME TOTAL (ml)	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	Longitud (cm)
581-02-30-2	2,0	02	0,32	220	30